



### Antidotset bei Vergiftungen und Verätzungen durch Flusssäure

#### Inhalt

|  |                    |
|--|--------------------|
| Calciumglukonat-Hydrogel 2.5%                | 100 g              |
| Calciumglukonat (z.B. Calcium B. Braun® 10%) | 5 Ampullen à 10 ml |
| Injektionsmaterial:                          |                    |
| Physiologische Kochsalzlösung (NaCl) 0.9%    | 500ml              |
| Venflon grün (1.3x45) und rosa (1.1x33)      | je 1 Stück         |
| Spritzen 10ml                                | 2 Stück            |
| Injektionsnadeln rosa (1.2x40)               | 3 Stück            |
| Injektionsnadeln hellblau (0.6x30)           | 3 Stück            |
| Tupfer zur Desinfektion                      | 3 Stück            |
| Infusionsbesteck 180cm                       | 1 Stück            |
| Stauschlauch                                 | 1 Stück            |



### Hydrofluoric acid antidote kit

#### Contents

|   |                         |
|---|-------------------------|
| Calciumgluconate-Hydrogel 2.5%                        | 100 g                   |
| Calciumgluconate (e.g. Calcium B. Braun® 10%)         | 5 ampules of 10 ml each |
| Materials for injection:                              |                         |
| Saline solution (NaCl) 0.9% :                         | 500ml                   |
| intravenous catheter green (1.3x45) and rose (1.1x33) | 1 piece of each         |
| Syringes 10ml   | 2 pieces                |
| Injection needles rose (1.2x40)                       | 3 pieces                |
| Injections needles light blue (0.6x30)                | 3 pieces                |
| Swabs for skin disinfection                           | 3 pieces                |
| Infusion tubing 180 cm                                | 1 set                   |
| tourniquet  | 1 piece                 |



### Kit antidote en cas d' intoxications et brûlures avec l'acide fluorhydrique

#### Contenu

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Gluconate de calcium, hydrogel 2.5%                 | 100 g                 |
| Gluconate de calcium (p.ex. Calcium B. Braun® 10%)  | 5 ampoules à 10 ml    |
| Matériel d'injection:                               |                       |
| Solution physiologique de sel (NaCl) 0.9%           | 500ml                 |
| Sonde intraveineuse verte (1.3x45) et rose (1.1x33) | 1 pièce de chaque ype |
| Seringues 10ml                                      | 2 pièces              |
| Aiguilles d'injection roses (1.2x40)                | 3 pièces              |
| Aiguilles d'injection bleues claires (0.6x30)       | 3 pièces              |
| Tampons de désinfection                             | 3 pièces              |
| Tubes d'infusion 180 cm                             | 1 pièce               |
| Tourniquet  | 1 pièce               |